

Gymna Série 400

Feel the Power



gymna[®]

gymna.com

Gymna Série 400

Feel the power

Fonctionnement


Le traitement par électrothérapie est bien toléré dans le domaine de la Physiothérapie, ceci implique l'introduction d'énergie physique dans un système biologique. Cette énergie entraîne un ou plusieurs changements physiologiques utilisés à des fins thérapeutiques



Avantages


- Processus de guérison avancé
- Système circulatoire plus efficace
- Tonus musculaire accru
- Vitesse et puissance de contractions des muscles accrues
- Taux d'absorption accru
- Réduction de la douleur

Éléments probants pour TENS pour la prise en charge de la douleur




Gymna Série 400

3 objectifs puissants



SOULAGEMENT DE LA DOULEUR

Efficace & Ciblé



EFFETS CELLULAIRES

Efficace & Flexible



STIMULATION DES MUSCLES

Rapide & Dynamique




Gymna Série 400

Plus de flexibilité pour répondre à vos besoins

Thérapie guidée par couleur

Chaque traitement est identifié par une couleur différente



Positionnement des électrodes avec images réalistes.

Aide au positionnement des électrodes, des coupes vaco, du laser ou des têtes à ultrasons.



Assistant de personnalisation

Définissez votre interface utilisateur favorite et personnalisez l'appareil pour votre cabinet.



Affichage des paramètres en plein écran

Possibilité d'afficher les paramètres en mode plein écran pour une meilleure visualisation et identification du bon traitement



Gymna Série 400

Notre expertise, votre avantage

Guided Therapy system

Notre système GTS repose sur plus de 40 ans d'expérience en Electrothérapie, l'expertise accumulée au fil des années et notre désir constant d'améliorer la facilité d'utilisation.

Le système GTS accompagne et guide le thérapeute débutant dans le choix du meilleur traitement pour chaque patient individuel et aide le thérapeute expérimenté grâce à sa facilité d'utilisation et à sa flexibilité.

Principales fonctionnalités du système GTS :

- Navigation intuitive
 - Thérapie guidée par couleur*
 - Un système uniforme pour une action et une réaction rapides*
- Livre médical électronique
 - Bibliothèque anatomique*
 - Écrans d'informations cliniques*
 - Écrans d'aide*
- Traitement basé sur des données probantes
 - Conforme aux dernières études scientifiques*
 - De nouveaux protocoles peuvent être téléchargés via USB*




Gymna Série 400

L'élégance et la facilité d'utilisation combinées

La nouvelle gamme Gymna 400 ViP

La nouvelle gamme Gymna 400 ViP offre une solution globale et élégante pour votre cabinet, composée d'un dispositif d'électrothérapie Gymna 400, d'un dispositif vaco et du nouveau Gymna Mobile 400.

Le nouveau Gymna Mobile 400 est notre solution la plus récente pour vous aider dans votre pratique quotidienne. Un système de stockage mobile intelligent pour les câbles et accessoires avec un accès facile et immédiat si nécessaire.



Gymna Série 400

Gymna Mobile 400



Sondes laser



Ventouses, sangle & câbles



Électrodes & câbles pour électrodes



Tissue box



Têtes à ultrasons



Dispositif Vaco 400

Gymna Série 400

Gamme de produits

Combi 400 ViP

Dispositif combiné proposant électrothérapie, ultrasons, laser (en option), comprenant unité modulaire vaco et Gymna Mobile 400.



Combi 400V

Dispositif combiné proposant électrothérapie, ultrasons, laser (optionnel), comprenant unité modulaire vaco.



Combi 400M

Dispositif combiné proposant électrothérapie, ultrasons, laser (optionnel), comprenant Gymna Mobile 400.



Combi 400

Dispositif combiné proposant électrothérapie, ultrasons, laser (optionnel).



Pulson 400M

Dispositif pour applications à ultrasons. Comprenant 2 têtes à ultrasons multi-fréquences (1 et 3 MHz), 1 et 4 cm² et Gymna Mobile 400.



Pulson 400

Dispositif pour applications à ultrasons. Comprenant 2 têtes à ultrasons multi-fréquences (1 et 3 MHz), 1 et 4 cm².



Duo 400 ViP

Dispositif pour applications d'électrothérapie, comprenant unité modulaire vaco et Gymna Mobile 400.



Duo 400V

Dispositif pour applications d'électrothérapie, comprenant unité modulaire vaco.



Duo 400M

Dispositif pour applications d'électrothérapie, comprenant Gymna Mobile 400.



Duo 400

Dispositif pour applications à ultrasons.



Vaco 400

Unité sous vide modulaire avec 2 canaux indépendants, contrôlé via Combi 400 ou Duo 400



Mobile 400

Système de stockage mobile intelligent pour les câbles et accessoires avec un accès facile et immédiat si nécessaire.

Gymna 400 Série

Accessoires Série 400

Câbles d'électrodes (2 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Électrodes caoutchouc (2 pcs) 2x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Goussets Chamex 6x8 cm (4 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sangles de fixation 5 x 60 cm (4x)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tête de traitement US 4 cm ² (1 et 3 MHz)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tête de traitement US 1 cm ² (1 et 3 MHz)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Score VAS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Styler écran tactile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gel de contact 500 ml	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Prise test	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tube à vide gris clair (2 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tube à vide gris foncé (2 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Électrode à vide 60 mm (4 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Éponge pour électrodes à vide (4 pcs)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Monoprobe 400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clusterprobe 400	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vaco 400	■	■	○	○	■	■	○	○	■	■
Gymna Mobile 400	■	○	■	○	■	○	■	○	■	○

■ Standard
○ Optionnel

Gymna Série 400

Caractéristiques

Modes de thérapie directs :	
Formes de courant électrique	31
lontophorèse	18
Ultrasons et Phonophorèse	2
Traitement combiné	18
Thérapie laser	2
Protocoles basés sur des données probantes :	
Objectifs	190
Indications	279
Zone du corps	234
Effets cellulaires	16
Diagnostic	12
Emplacements mémoire libres :	
Programmes favoris et propres	500
Diagnostic	200
Séquentiel propre	100
Programmes partagés	50



Gymna Série 400

Information Technique Série 400

Thérapies	COMBI				DUO				PULSON	
	400VIP	400V	400M	400	400VIP	400VIP	400VIP	400VIP	400	400M
Électrothérapie (2 canaux indépendants)										
Thérapie à ultrasons (1 et 3 MHz)										
Thérapie laser (optionnel)										
Traitement combiné										
Thérapie simultanée										
Vide										
Interface utilisateur										
Affichage TFT couleur, 10,4 pouces (SVGA : 800 X 600 pixels)										
Assistant de personnalisation										
Méthodes de thérapie guidée par couleur										
Fenêtres de traitement agrandies										
Écran tactile										
2 régulateurs d'intensité distincts										
Guided Therapy System (GTS)										
Livre médical électronique : bibliothèque anatomique										
Écrans d'aide et d'informations cliniques										
Touches de thérapie directes										
Protocoles : objectifs, listes d'indications, sélection pour chaque zone du corps										
Images 3D de positionnement des électrodes										
Diagnostic (Courbe S-D, Rhéobase, Chronaxie)										
Liste des contre-indications										
Mémoire : 850 emplacements libres - favoris/programmes propres/diagnostic										

**GYMNA
400 SERIES**

*Choisissez votre
couleur préférée*



Noir



Blanc

BOUTONS
*disponibles en
deux couleurs*



Argent

Noir

Cryothérapie



Diathermie



Thérapie par ondes de choc



Physio Care



Tables de massage




Electrothérapie



Active Motion



Votre distributeur :



gymna.com

gymna[®]

GymnaUniphy NV Pasweg 6A | B-3740 Bilzen, Belgium

Tel: +32 (0)89 510 510 | Fax: +32 (0)89 510 511